



CELOSOME™

HYALURONIC ACID DERMAL FILLER

RESPONSIVA MEDICA

La información contenida en esta presentación no pretende ni implica sustituir el consejo médico profesional. Todo el contenido, incluido texto, graficas e imagenes en esta presentacion son solo para fines de informacion general.

La información contenida en esta presentación se genera a partir de una variedad de fuentes internas y no se considera completa, y, se proporciona "tal cual" y sin garantía alguna, ya sea expresa o implícita.

En la máxima medida permitida por las leyes o regulaciones, ExoCoBio RENUNCIA A TODA DECLARACIÓN Y GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, con respecto a cualquier información u otro material mostrado en esta presentación, ya sea escrito por ExoCoBio u otros, incluida cualquier garantía o comerciabilidad y/o idoneidad para un propósito particular.

ExoCoBio no ofrece ninguna garantía en cuanto a la confiabilidad, exactitud, puntualidad, utilidad, adecuación o idoneidad de la información contenida en esta presentación y no representa ni garantiza contra errores humanos o mecánicos, omisiones, retrasos, interrupciones o pérdidas, incluyendo la pérdida de cualquier dato. Todos los lectores y/o audiencias deben ser responsables por sí mismos.



Hyaluronic Acid Dermal Filler

CELOSOME™

CONTENIDO

1. Concepto de la marca
2. Especificaciones del producto
3. Características del producto
4. Ensayos clínicos
5. Registros y certificaciones

CONCEPTO DE LA MARCA

CELOSOME™

CONCEPTO DE LA MARCA



- ✓ 8 Fases de control de calidad con tecnología ultra funcional
- ✓ Eliminación completa del BDDE residual con tecnología de membrana multidireccional
- ✓ Minimización de impurezas incluyendo endotoxinas con equipos desionizados y agua ultra pura
- ✓ Minimización del uso de BDDE con tecnología de reticulación HENM, asegurando la mejor viscoelasticidad y seguridad

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


CELOSOME™

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Celosome™							
NOMBRE	Aqua	Aqua Lidocaine	Soft	Mid	Strong	Implant	X-Shape
ZONA A APLICAR	Dermis superficial a superior		Superficial a Dermis media	Dermis media a profunda	Capa subcutanea de la dermis media a profunda	Capa sucutanea	Capa subcutanea profunda
CONCENTRACION HA	24 mg / mL						
RETICULACION	○○○○○		○○○○●	○○○●●	○○●●●	○●●●●	○○●●●
VISCOELASTICIDAD	○○○○●		○○○●●	○○●●●	○●●●●	●●●●●	○●●●●
DURACION	1-3 months		6-9 months	9-18 months	12-24 months		
INDICACIONES	Hidratacion de piel, revitaliza y rejuvenece		Arrugas faciales Hidratacion de labios	Nasogeneanos, frente y lifting facial.	Frente, nariz, labios, pomulos y menton	Menton, pomulos y marcaje mandibular.	Moldeador corporal
ESPECIFICACIONES	2.5 mL / Jeringuilla		1.1 mL / Jeringuilla				10 mL / Jeringuilla
PRESENTACION	5 Jeringuilla / 1 Caja		1 Jeringuilla / 1 Caja				
LIDOCAINA	-	0.15 %	0.3 %				-
MANITOL	0.9%		-				
DURACION	24 months						
ALMACENAMIENTO	Almacenar en 2 - 25°C Proteger de la luz directa del sol y congelacion						

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Celosome Areas de Tratamiento




Celosome está diseñado para el tratamiento facial y el rejuvenecimiento de la piel para brindar perfecta satisfacción y seguridad. Celosome te trae una piel visiblemente más joven y saludable.

Area de aplicacion




Product Specification



1. Celosome™ Aqua

1	ZONA A APLICAR	Dermis superficial a superior	<ul style="list-style-type: none"> • NO RETICULADO • Hidratacion y lifting facial • Alto contenido de AH (60mg/Jeringuilla) • Viscoelasticidad adecuada • Mejora en las arrugas finas del rostro • Hidratante y produccion de colageno y elastina
2	CONCENTRACION HA	24 mg / mL	
3	RETICULACION	○○○○○	
4	VISCOELASTICIDAD	○○○○●	
5	DURACION	1-3 months	
6	INDICACIONES	Hidratacion de piel, revitaliza y rejuvenece	
7	ESPECIFICACIONES	2.5 mL / Jeringuilla	
8	PRESENTACION	5 Jeringuilla / 1 Caja	
9	LIDOCAINA	-	
10	MANITOL	0.9%	
11	DURACION	24 months	
12	ALMACENAMIENTO	2~25°C	


Product Specification



1. Celosome™ Aqua Lidocaine

1	ZONA A APLICAR	Dermis superficial a superior	<ul style="list-style-type: none"> • NO RETICULADO • Hidratacion y lifting facial • Alto contenido de AH (60mg/Jeringuilla) • Viscoelasticidad adecuada • Mejora en las arrugas finas del rostro • Hidratante y produccion de colageno y elastina
2	CONCENTRACION HA	24 mg / mL	
3	RETICULACION	○○○○○	
4	VISCOELASTICIDAD	○○○○●	
5	DURACION	1-3 months	
6	INDICACIONES	Hidratacion de piel, revitaliza y rejuvenece	
7	ESPECIFICACIONES	2.5 mL / Jeringuilla	
8	PRESENTACION	5 Jeringuilla / 1 Caja	
9	LIDOCAINA	0.15%	
10	MANITOL	0.9%	
11	DURACION	24 months	
12	ALMACENAMIENTO	2~25°C	


Product Specification



1. Celosome™ Soft

1	ZONA A APLICAR	Superficial a dermis media	<ul style="list-style-type: none"> • El producto más suave por encima de todos los demás rellenos de Celosome • Mejora de las arrugas faciales y voluminización sutil. • Lidocaína incluida, menor dolor durante la inyección.
2	CONCENTRACION HA	24 mg / mL	
3	RETICULACION	○○○○●	
4	VISCOELASTICIDAD	○○○●●	
5	DURACION	6-9 months	
6	INDICACIONES	Arrugas faciales Hidratacion de labios	
7	ESPECIFICACIONES	1.1 mL / Jeringuilla	
8	PRESENTACION	1 Jeringuilla / 1 Caja	
9	LIDOCAINA	0.3 %	
10	MANITOL	-	
11	DURACION	24 months	
12	ALMACENAMIENTO	2~25°C	


Product Specification



1. Celosome™ Mid

1	ZONA A APLICAR	Dermis media a profunda	 <ul style="list-style-type: none"> • Viscoelasticidad moderada. Facil moldeo • Mejora las arrugas faciales y da volumen natural • Lidocaína incluida, menor dolor durante la inyección.
2	CONCENTRACION HA	24 mg / mL	
3	RETICULACION	○○○●●	
4	VISCOELASTICIDAD	○○●●●	
5	DURACION	9-18 months	
6	INDICACIONES	Nasogeneanos, frente y lifting facial.	
7	ESPECIFICACIONES	1.1 mL / Jeringuilla	
8	PRESENTACION	1 Jeringuilla / 1 Caja	
9	LIDOCAINA	0.3 %	
10	MANITOL	-	
11	DURACION	24 months	
12	ALMACENAMIENTO	2~25°C	


Product Specification



1. Celosome™ Strong

1	ZONA A APLICAR	Capa subcutanea de la dermis media a profunda	<ul style="list-style-type: none"> • Alto peso molecular en AH • Formulación más dura pero moldeado suave. • Voluminizador facial y resaltador del contorno facial • Lidocaína incluida, menor dolor durante la inyección.
2	CONCENTRACION HA	24 mg / mL	
3	RETICULACION	○ ○ ● ● ●	
4	VISCOELASTICIDAD	○ ● ● ● ●	
5	DURACION	12-24 months	
6	INDICACIONES	Hidratacion de piel, revitaliza y rejuvenece	
7	ESPECIFICACIONES	1.1 mL / Jeringuilla	
8	PRESENTACION	1 Jeringuilla / 1 Caja	
9	LIDOCAINA	0.3 %	
10	MANITOL	-	
11	DURACION	24 months	
12	ALMACENAMIENTO	2~ 25°C	


Product Specification



1. Celosome™ Implant

1	ZONA A APLICAR	Capa sucutanea	<ul style="list-style-type: none"> • El peso molecular mas alto de AH • Gran viscoelasticidad y larga duracion • Su formula resalta el contorno facial incluyendo nariz, mentón. • Lidocaína incluida, menor dolor durante la inyección.
2	CONCENTRACION HA	24 mg / mL	
3	RETICULACION	○●●●●	
4	VISCOELASTICIDAD	●●●●●	
5	DURACION	12-24 months	
6	INDICACIONES	Menton, pomulos y marcaje mandibular.	
7	ESPECIFICACIONES	1.1 mL / Jeringuilla	
8	PRESENTACION	1 Jeringuilla / 1 Caja	
9	LIDOCAINA	0.3 %	
10	MANITOL	-	
11	DURACION	24 months	
12	ALMACENAMIENTO	2~25°C	

Product Specification



1. Celosome™ X-Shape

1	ZONA A APLICAR	Capa subcutanea profunda	<ul style="list-style-type: none"> • El peso molecular mas alto de AH • Gran viscoelasticidad y larga duracion • Su formula resalta el contorno facial incluyendo nariz, mentón.
2	CONCENTRACION HA	24 mg / mL	
3	RETICULACION	○ ○ ● ● ●	
4	VISCOELASTICIDAD	○ ● ● ● ●	
5	DURACION	12-24 months	
6	INDICACIONES	Moldeador corporal	
7	ESPECIFICACIONES	10 mL / Jeringuilla	
8	PRESENTACION	1 Jeringuilla / 1 Caja	
9	LIDOCAINA	-	
10	MANITOL	-	
11	DURACION	24 months	
12	ALMACENAMIENTO	2~25°C	


CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

CELOSOME™

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Excelente fuerza de inyección

Fuerza de inyección uniforme y estable.



EXTRUSION FORCE	CELOSOME™ Strong	Company A (R product)	Company B (J product)	Company C (Y product)	Company D (N product)	Company E (R product)	Company F (M product)
N	15.89	18.30	8.13	9.87	14.03	15.75	21.20

Reference : In House

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Alto contenido de AH

- Disminuye la cantidad de BDDE utilizado añadiendo mayores contenidos de AH
- Mayores contenidos de AH en comparación con los productos de otras empresas.




Reference : In House

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

▪ Mínimo residuo de BDDE


- La cantidad máxima de BDDE residual regulada por la KFDA es: 2 ppm
- La cantidad residual de BDDE en nuestros productos es indetectable



CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

▪ Viscoelasticidad excepcional

- Mantiene una gran viscoelasticidad al cabo de varias horas
- Demuestra cuánto tiempo puede retener nuestro producto




RHEOLOGICAL PROPERTIES	CELOSOME™ Strong	Company A (R product)	Company B (J product)	Company C (Y product)	Company D (N product)	Company E (R product)	Company F (M product)	Company G (M product)
Initial G' (Pa)	289.786	483.858	251.664	298.126	304.024	233.175	185.995	245.914
24 hours later G' (Pa)	90.9362	0.132596	18.3638	1.10401	0.857926	93.5068	1.2402	18.7611

Reference : In House

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

▪ Forma del gel

Time (h)	Celosome™ (Strong)	A Product (Volume)	B Product (Volume)
0 (h)			
1 (h)			
2 (h)			
	79%	64%	53%



- Las formas de gel de otros productos han cambiado aproximadamente un 50% en horas, mientras que nuestros productos han cambiado solo un 20% en dos horas.

- La mas larga duracion
- La mejor calidad para la satisfaccion del cliente

ENSAYOS CLINICOS

ARRUGAS FINAS



ANTES

DESPUES


VOLUMINIZACION DE MEJILLAS



ANTES

DESPUES

MENTON



ANTES

DESPUES

CELOSOME™
HYALURONIC ACID DERMAL FILLER

REGISTROS Y CERTIFICACIONES

CELOSOME™

REGISTROS Y CERTIFICACIONES



ISO 22716



ISO 13485




GMP (22')

REGISTROS Y CERTIFICACIONES



Small business confirmation



Venture business confirmation




Job invention compensation confirmation



Certificate of company attached research institute



Medical equipment manufacturing certificate



Manufacturer confirmation



Certificate of manufacturer



Certificate of free sales



Certificate of cosmetic manufacturer



Certificate of cosmetic free sales



Certificate of patent



CELOSOME™

GRACIAS