

CROSS-LINKED
HYALURONIC ACID FILLER
with Lidocaine

CLASSIC™

oneFill™

Jeringa de Ácido Hialurónico Reticulado
Fórmula de rellenos de distintas densidades con lidocaína para cara,
mentón, nariz y pómulos.

DEEP

12mg

CROSS-LINKED
HYALURONIC ACID FILLER
with Lidocaine

ULTRA™



GERENA

RICHELSE™

oneFill™ Características del artículo

Excelente tenacidad

- HBCT (bloqueo hexagonal)
- Aplicación de la tecnología de entrecruzamiento
- Retraso en la biodegradabilidad del material de relleno en el organismo. Mayor durabilidad del relleno

Proceso de exactitud

- Emplea MGIT (Tecnología de micromolienda irregular)
- Presión de extrusión constante
- Método de inyección suave
- Proceso estable



Alta calidad

- Nuevos equipos de producción y análisis.
- Control de calidad riguroso y sistema de garantía (BPM, ISO)
- Materiales de alta calidad utilizados de la producción al envasado

Seguridad elevada


- Purificación de diálisis bajo un riguroso control de calidad (eliminación total de BDDE).
- Eliminación óptima de sustancias perjudiciales. Evaluación exhaustiva de bioseguridad.

Diferenciación

oneFill™


Estructura de micropartículas porosas precisas con propiedades singulares. OneFill presenta una estructura hexagonal compacta interconectada a través de HBCT (tecnología de reticulación de bloques hexagonales), diseñada para ralentizar la tasa de descomposición del relleno en el cuerpo y prolongar su durabilidad

HBCT (Hexagonal Block Crosslinking Technology)
Bloque hexagonal de tecnología de reticulación



Relleno monofásico elaborado con precisión para un tratamiento eficaz.


OneFill es un gel meticulosamente formulado con una inyección suave y propiedades de tratamiento estables, gracias a la tecnología MIGT (Micro Irregular Grinding Technology).



División	OneFill™ Sub-Q	Producto A	Producto B
HA gel conc.	24 mg/ml	24 mg/ml	20 mg/ml
Módulo G	260-300 Pa	113,4 Pa	316,7 Pa
Módulo G''	23,7 Pa	22,7 Pa	61,1 Pa
% Elasticidad	83,4 %	83,3 %	84,1 %
Tamaño de la aguja	25 g	27 g	30 g

Relleno de alta calidad con notable durabilidad.

OneFill se ha desarrollado utilizando tecnología de vanguardia y materias primas francesas HTL de alta calidad. Diseñado para proporcionar una corrección superior de arrugas y restaurar el volumen de la piel, ofrece una viscoelasticidad excepcional, asegurando resultados duraderos en comparación con otros rellenos.



Una purificación en dos fases que se extiende durante dos semanas, llevada a cabo bajo un riguroso control de calidad.

Onefill es un producto sumamente seguro, gracias a un riguroso sistema de control de calidad. Este sistema incluye un proceso de purificación en dos etapas que se extiende durante dos semanas y elimina de manera eficaz sustancias nocivas, como el BDDE, de las materias primas.

Test item		BDDE residue	Heavy metal
Criteria	1.1 mL	< 2.0 ppm	< 10.0 ppm
	10.0 mL		
	2.5 mL		
Result	1.1 mL	0 ppm	< 1 ppm
	10.0 mL		
	2.5 mL		



Es el de **menor densidad**, se emplea para tratar arrugas superficiales e hidratar labios y darles un sutil volúmen.

HIDRATACIÓN Y VOLUMEN



ARRUGAS SUPERFICIALES



LÍNEAS FINAS






Densidad moderada se emplea para tratar arrugas moderadas a profundas y para aumento de labios.

**ARRUGAS
PROFUNDAS**



**SURCOS
NASOLABIALES**



**VOLUMEN
EN LABIOS**



Relleno de alta densidad Excelente para la creación y el mantenimiento de estructuras gracias a su elevada viscoelasticidad, se emplea para mejorar las arrugas profundas, labios y los contornos faciales.

PERILADO DE NARIZ



VOLUMEN Y CONTORNO LABIAL



ARRUGAS PROFUNDAS





Relleno de alta densidad Excelente para la creación y el mantenimiento de estructuras gracias a su elevada viscoelasticidad, se emplea para mejorar las arrugas profundas, labios y los contornos faciales.


SURCOS NASOGENIANOS



AUMENTO DE PÓMULOS



MARCAJE MANDIBULAR





 Guadalajara, Jalisco, México.

 [grupogerena.mx](https://www.instagram.com/grupogerena.mx)

 www.grupogerena.com.mx